

Описание и функции деталей

Описание пульта дистанционного управления



5

Подготовка перед массажем

1. Распаковка кресла

При упаковке спинка сиденья массажного кресла наклонена вперед. Поднимите спинку сиденья до тех пор, пока не услышите щелчок.

2. Установка кресла

- Для удобства смены положения с передней и задней стороны кресла должно быть достаточно свободного места.
- Убедитесь, что расстояние от задней стороны кресла до стены не менее 60 см, и что расстояние от передней стороны кресла до стены не менее 30 см.



ВНИМАНИЕ

- Для предотвращения повреждения напольного покрытия постелите под кресло коврик.
- Для обеспечения безопасной смены положения убедитесь, что за креслом достаточно свободного пространства.



3. Установка подушки сиденья

- Отдельно подключите три вставки на подушке сиденья и одну вставку на основании.

1. Подключите два контакта противоположно друг другу (1 - 1).
2. Трубки для воздуха одного цвета вставляйте друг напротив друга, для предотвращения утечки воздуха цветная отметка должна находиться на одной линии с отверстием для трубки (2 - 2, 3 - 3).

6

Указания по использованию

● Выбор скорости массажа

Во время массажа пользователь может регулировать скорость разминания и постукивания с помощью кнопки **SPEED**. Доступно три уровня скорости. На дисплее отображается выбранный уровень скорости от L1 до L3.

● Выбор зоны массажа

Нажмите кнопку **PARTS**, вы можете выбрать одну из трех зон массажа. При выборе зоны загорается соответствующий индикатор.

Полный курс

Производится массаж от шеи до талии.



Массаж в зоне плеч



Производится массаж от шеи до верхней части спины.



Массаж в зоне талии

Производится массаж от нижней части спины до талии.



● Используйте кнопки  и , массажное устройство будет двигаться в зоне спинки сиденья. При отпускании кнопки механизм останавливается в том месте, где он находился в момент остановки. В режиме надавливания этого не происходит.

■ Воздушный массаж

● Нажмите кнопку **THIGN**, это позволит активировать воздушный массаж зоны бедер. Для отключения этой функции снова нажмите данную кнопку.

● Нажмите кнопку **CALF**, это позволит активировать воздушный массаж зоны икр. Для отключения этой функции снова нажмите данную кнопку.



● Нажмите кнопку **LEVEL** для регулировки уровня воздушного массажа. Пользователю доступно пять уровней. На дисплее отображается выбранный уровень от P1 до P5. Также можно выбрать различные режимы.

Указания по использованию



■ Вибрационный массаж

Нажмите кнопку **VIBRATION**, начнется вибрационный массаж икр. Для остановки массажа снова нажмите эту кнопку.

■ Регулировка спинки сиденья

Для регулировки угла наклона спинки сиденья используйте кнопки  и .

■ Регулировка подставки для ног

● Для регулировки высоты подставки для ног используйте кнопки  и .

● Когда подставка для ног находится в поднятом положении, пользователь может регулировать ее длину для своего удобства. Поднимите рычаг регулировки подставки для ног. Теперь можно отрегулировать длину подставки для ног.



ВНИМАНИЕ

● Во время регулировки высоты подставки для ног следите за тем, чтобы пальцы или различные предметы не попадали в промежуток между сиденьем и подставкой для ног.

● Во время регулировки угла наклона кресла в зоне спинки сиденья и подставки для ног не должно быть препятствий.

■ Окончание работы

После окончания массажа выключите главный выключатель массажного кресла, отключите кресло от сети электропитания.

