

## Описание характеристик и функций

- Изящная и легкая конструкция обеспечивает удобство в использовании и транспортировке.
- Удобная конструкция корпуса и обтекаемая ручка позволяют без труда производить массаж любой части тела.
- Выступающая часть в форме плавника позволяет прикладывать большее давление в тех местах, где необходимо сильное воздействие.
- Деликатный, но в то же время интенсивный массаж, осуществляемый на двух скоростях, охватывает каждую мышцу, обеспечивая комфорт и эффективность.
- Массажер эффективно устраняет боли в мышцах, снимает усталость и оказывает восстанавливающее воздействие на ваше тело.
- Благоприятно влияет на состояние сухожилий.
- Позволяет снять напряжение в мышцах после физических упражнений.



# Инструкция по эксплуатации массажера Dolphin

3

## Описание частей массажера и их функций



### Круглый выступ для массажа

Позволяет осуществлять деликатный, но в то же время интенсивный массаж. Удобен для массажа любой части тела.



### Переключатель скорости

Деликатный и интенсивный массаж, осуществляемый на двух скоростях, обеспечивает комфорт и эффективность.



### Выступающая часть в форме плавника

Позволяет прикладывать большее давление в тех местах, где необходимо сильное воздействие.



### Удобная конструкция корпуса

Удобная обтекаемая ручка позволяет осуществлять массаж любой части тела и под любым углом.

## Иллюстрации



Свободный доступ ко всем частям тела под углом 360°



# Инструкция по эксплуатации массажера Dolphin

5

## Указания по использованию

1. Подключите массажер к сети электропитания.
2. По вашему желанию переключатель скорости можно устанавливать в положение «HIGH» (быстро) или «LOW» (медленно).
3. Для остановки массажа установите переключатель в среднее положение (OFF (ВЫКЛ)).
4. Длительность массажа не должна превышать 15 минут за сеанс. Использование массажера в течение более 30 минут приведет к чрезмерной стимуляции мышц и нервной системы, что станет причиной снижения эффекта массажа.
5. После окончания массажа обязательно отключайте массажер от сети электропитания.