




Аксессуары




Крепление грудной клетки с мягким покрытием держит туловище в требуемом положении. Регулируется под разные размеры туловища, имеет антибактериальное покрытие.

Крепления предплечий имеют пять различных регулировок, могут использоваться, как вспомогательное средство для поддержания тела.




Ручки регулируются по высоте и ротации. Могут использоваться как терапевтом, так и пациентом.

Прозрачный столик регулируется по высоте и углу, выдерживает нагрузку до 5 кг. Размер столика – 22 x 28 см.



Крепление таза устанавливается к ручкам и раме. Спроектировано для обеспечения наилучшего положения тела при обучении ходьбе.

Крепления бедер двигаются свободно по мере движения пациента, предотвращая скрещивание ног, вращение тела вокруг тренажера, обеспечивая абдукцию и помогая держать вес на ногах. Регулируются по высоте и горизонтали.



Крепления голеностопов прочно устанавливаются к раме и имеют комфортабельные мягкие обхватные ремешки. Регулируются по длине шага и необходимому расстоянию между голеностопами.

Рукоятка для сопровождающего лица дает взрослому возможность направлять движение малыша.



Кольца для рук повышают чувство устойчивости и безопасности во время движения.

НОВИНКА

НОВЫЙ МАЛЫЙ PACER



Новый Малый PACER - усовершенствованная модель тренажера для ходьбы малого размера.

Как и другие тренажеры PACER, он разработан для того, чтобы дать детям должную, более эффективную поддержку и для развития навыков ходьбы. И мы сделали наш Малый PACER более легким и маневренным, чтобы повысить степень мобильности детей.

Высота до локтя 46,2-68,7 см соответствует возрасту ребенка от 18 месяцев.

Легкая рама — всего 4,2 кг — позволяет легче использовать и переносить PACER.

Рукоятка для сопровождающего лица дает взрослому возможность направлять движение малыша.

Маленькие крепления для рук можно отрегулировать для использования с рамами PACER большего размера.

Новые ролики меньшего размера и веса обладают функциональностью всех роликов PACER.

Компактная рама дает ребенку доступ к предметам непосредственно перед ним.

Можно заказать дополнительно: надежные кольца для рук повышают чувство устойчивости и безопасности во время движения.

Таблица размеров:

Высота до локтя	46,2-68,7 см
Ширина	55,8 см
Длина	68,58 см
Высота крепления грудной клетки	55,88-76,2 см
Крепление грудной клетки <small>(определяется грудной клеткой)</small>	35,56-71,12 см
Высота рамы	39,37-49,53 см
Вес	4,2 кг
Максимальный вес пользователя	30 кг



Мини **Малый** **Средний** **Большой** **XL**
НОВИНКА НОВИНКА